DIXION ВАКУС

МЕДИЦИНСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Вакус-7018 · Вакус-7032 · Вакус-7209
Вакус-7305 · Вакус-7308



DIXION

АСПИРАТОРЫ

Вакуумные медицинские отсасыватели предназначены для аспирации биологических жидкостей из полостей тела пациента. Всасывающие устройства Dixion Вакус являются надежным решением при эндоскопии, оказании экстренной медицинской помощи, уходе за пациентами в больницах, отделениях интенсивной терапии, поликлиниках, а также могут применяться специалистами службы социального обеспечения для обслуживания лежачих больных. Модели, оборудованные аккумуляторной батареей, предназначены для использования в каретах скорой помощи во время транспортировки пациента.

Линейка продуктов Вакус предлагает большое разнообразие моделей — от аспирации малого объема жидкостей при использовании в неонатологии до удаления большого объема биологических масс в интенсивной терапии и хирургии.

АСПИРАТОРЫ

- Аспирация из заблокированных дыхательных путей
- Аспирация секрета после ларингоэктомии и трахеотомии
- Аспирация продуктов повышенного слюноотделения
- Аспирация после повреждения дыхательных путей вследствие лучевой терапии опухолей
- Аспирация жировой массы при липосакции
- Аспирация вследствие дисфагии после инсульта
- Гигиена полости рта гериатрических пациентов
- Эвакуация жидкости при эндоскопических операциях
- Плевральный дренаж
- Эвакуация биологической жидкости во время хирургических операций



Контроль мощности всасывания

Интегрированный регулятор

Клапан защиты от переполнения

Предотвращает попадание жидкостей в компрессор

Прочная крышка

Обеспечивает герметичность

Воздушный фильтр

Защита компрессора от попадания инфекционных агентов



Гибкие прозрачные шланги

Легкие в установке и дезинфекции

Съемные накопительные резервуары

1000, 2000, 4000 мл из высококачественного пластика или стекла

Педаль

Для быстрого включения/ выключения аспирации

Современный пластиковый корпус

Обновленный дизайн, 4 колеса

DIXION

ПОРТАТИВНЫЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7018



Для применения в эндоскопии и при неотложной терапии в лечебных учреждениях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность до 22 л/мин
- Безмасляный вакуумный насос
- Автоклавирумая емкость 1000 или 2000 мл из выскококачественного пластика
- Удобная ручка для переноски
- Воздушный фильтр
- Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- Гибкие шланги легкие в установке и дезинфекции
- Одноразовые емкости (опционально)

ПОРТАТИВНЫЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7032



Для применения в хирургии, оказания неотложной помощи и использования в гинекологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность до 32 л/мин
- Безмасляный вакуумный насос
- Автоклавирумая емкость 1000 или 2000 мл из выскококачественного пластика
- Удобная ручка для переноски
- Воздушный фильтр
- Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- Кюретки 6, 7, 8 мм (опционально)

АСПИРАТОРЫ

АСПИРАТОР ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ ВАКУС-7209



Подходит для применения в машине скорой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность до 20 л/мин
- Безмасляный вакуумный насос
- Автоклавирумая емкость 1000 или 2000 мл из выскококачественного пластика
- Удобная ручка для переноски
- Воздушный фильтр
- Гибкие шланги легкие в установке и дезинфекции
- Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- Сетевое, бортовое или автономное питание от аккумуляторной батареи
- Индикатор уровня заряда батареи
- Сумка для переноски (опционльно)
- Настенное крепление (опционально)

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7305



Для применения в хирургии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность 40 л/мин
- Безмасляный вакуумный насос
- Мобильный, эргономичный, облегченный корпус
- Емкости из высококачественного пластика 3000 мл или из стекла 2500 мл
- Управление с помощью регулятора и от ножной педали
- Воздушный фильтр
- Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- Уплотнительные кольца накопителей обеспечивают их высокую герметичность



ХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7308

Незаменим при выполнении сложных хирургических вмешательств, где требуется быстрая экстракция больших объемов биологических жидкостей. Рекомендован для проведения липосакции.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность 80 л/мин
- Безмасляный вакуумный насос
- Мобильный, эргономичный, облегченный корпус
- Емкости из высококачественного пластика объемом 4000 и 2000 мл
- Управление мощностью вакуумного всасывания осуществляется интегрированным регулятором
- Воздушный фильтр
- Гибкие шланги из нетоксичного материала легкие в установке и дезинфекции
- Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор



АСПИРАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ

	Вакус-7018	Вакус-7032	Вакус-7209	Вакус-7305	Вакус-7308
Максимальный вакуум, МПа	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09
Приемный резервуар, мл	1000	2×2000	1000	2×3000 2×2500	2×4000 2×2000
Педаль		●		●	●
Ручка для переноски	●	●	●		
Портативный	●	●	●	мобильный	мобильный
Встроенный аккумулятор			●		





Накопитель 1000 мл



Накопитель 2000 мл



Накопитель 4000 мл

DIXION

Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**