Stormoff

Акушерство и гинекология

Каталог медицинского оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Гинекологические кресла 2
Акушерские кровати 9
Ультразвуковые системы 14
Кольпоскопы 16
Фетальные мониторы 22
Рабочее место врача акушера-гинеколога 26
Медицинские тележки 27
Смотровые светильники 28
Вакуумные аспираторы 29
Электрокоагуляторы 32
Стандарты оснащения 36
Наши производители 40

Гинекологическое кресло Dixion, Россия

Обеспечивают комфортное проведение гинекологических, урологических и проктологических обследований. Широкий диапазон изменения высоты и наклона секций позволяет устанавливать кресло в оптимальную для осмотра позицию.



Грейс 8400

Ключевые особенности:

- Кресло раскладывается в положение стола
- Три функции электрической регулировки: высоты, наклона и сиденья
- Колеса для перемещения и фиксирующие опоры
- Ножная педаль управления
- Держатели ног по Геппелю, подлокотники

Функциональные возможности:

- Регулировка высоты: 570–840 мм
- Регулировка наклона спинки: -10°/ +60°
- Регулировка наклона сиденья: 9°/ -17°
- Длина рабочей поверхности: 1780 мм
- Ширина рабочей поверхности: 550 мм
- Грузоподъемность: 135 кг







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологические кресла

Гинекологическое кресло Lojer, Финляндия

Afia 4060/4062 — простое в использовании смотровое кресло, которое разработано специально для гинекологических и урологических процедур. Его особенностями являются двухсекционное ложе, гибкие варианты регулировки и малые размеры.



Afia 4060/4062

Ключевые особенности:

- Простые и понятные регулировки, идеально для небольших помещений
- Выбор из множества доступных цветовых решений антимикробной износостойкой обивки
- Электропривод положения Тренделенбург
- Электрическая регулировка высоты, спинной секции и сиденья

Функциональные возможности:

- Малые размеры: общая длина всего 140 см
- Ручной пульт управления (высота, спинная секция и сиденье)
- Ножной напольный пульт управления высотой кресла
- Регулируемые пяточные упоры и подколенники по Геппелю, подлокотники
- Упоры для ног







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения.

Ключевые особенности:

- Широкая рабочая поверхность
- Бесшовная искусственная кожа в расцветке на выбор
- Все электроприводы управляются ножной педалью и позволяют менять положения даже при полной загрузке
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Ступенька с нескользящим покрытием



Golem 6 EXAMINING

Функциональные и технические возможности	6P (G 06 01)	6 (G 06 02)	6E (G 06 03)	6ET (G 06 04)
Электрическая регулировка высоты		•	•	•
Механическая регулировка спинки	•	•		
Электрическая регулировка спинки			•	•
Электропривод положения Тренделенбург				•
Механическая регулировка ножной секции	o	o	o	o
Фиксированное сиденье	•	•	•	
Электрическая регулировка сиденья				•
Память на 3 рабочих положения				•

o — опция

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Предназначены для амбулаторного лечения, а также для проведения «малых» операций.

Ключевые особенности:

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сиденья
- Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта и позволяют менять положения даже при полной загрузке
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Съемные поручни
- Педальная панель и встроенная в корпус педаль



Golem 6 TREATMENT

Функциональные и технические возможности	6 (G 06 05)	6E (G 06 06)	6ET (G 06 07)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Механическая регулировка головной секции	•	•	•
Механическая регулировка ножной секции	o	o	o
Память на 3 рабочих положения			•

o — опция

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Кресла данной серии предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения. Широкая рабочая поверхность обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на выбор.

Ключевые особенности:

- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Ручной пульт управления и педальная панель (опция)
- Колеса ø75 мм с центральным тормозом
- Лоток из нержавеющей стали
- Светодиодная лампа на гибкой ножке
- Право/левосторонний держатель кольпоскопа



Golem 6 ESP EXAMINING

Функциональные и технические возможности	6 ESP (G 06 20)	6E ESP (G 06 21)	6ET ESP (G 06 22)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Электрическая регулировка ножной секции	•	•	•
Память на 3 рабочих положения			•

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Обладают всеми функциями, необходимыми для амбулаторного лечения, и включают в себя дополнительное оборудование для проведения лечебных процедур.

Ключевые особенности:

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сиденья
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Съемные поручни
- Двойная полка для дополнительного оборудования
- Ручной пульт управления и педальная панель (опция)
- Анестезиологический экран



Golem 6 ESP TREATMENT

Функциональные и технические возможности	6 ESP (G 06 23)	6E ESP (G 06 24)	6ET ESP (G 06 25)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Механическая регулировка головной секции	•	•	•
Память на 3 рабочих положения			•

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологическое кресло Atmos, Германия

Многофункциональное гинекологическое кресло экстра-класса совмещает в себе функциональность, удобство пользования врачом и комфорт для пациента любого возраста. Возможны различные цветовые решения.



Chair 41 Gyne

Ключевые особенности:

- Три программируемые рабочие позиции и автоматический возврат в исходное положение
- Электрическая регулировка высоты, наклонов, спинки и тазовой секции
- Съемная, единая ножная секция
- Легкая и быстрая стерилизация
- Опора для ног врача из высококачественной стали

Функциональные возможности:

- Электромеханическое изменение высоты от 570 до 900 мм
- Функция памяти положений
- Максимальная нагрузка до 200 кг
- Ножная педаль управления
- Держатели для рук
- Магнитный подголовник







Акушерская кровать Lojer, Финляндия

Эргономичная, безопасная и мобильная акушерская кровать с обновленным дизайном, рассчитана на все этапы родов и возможный специальный уход.



Merivaara Optima

Технические возможности	Гидравлическая	2 мотора	4 мотора
Электрические функции:			
— Регулировка высоты		•	•
— Регулировка спинной секции		•	•
— Регулировка ножной секции			•
— Тренделенбург	•		•
Ручная регулировка:			
— Выдвижение ножной секции	•	•	•
— Наклон ножной секции			•
— Тренделенбург		•	•
— Экстренный привод спинной секции		•	•
Пневматические функции:			
— Регулировка спинной секции	•		
Гидравлические функции:			
— Регулировка высоты	•		
Ручной пульт управления		•	•
Выдвижная ножная емкость с наклоном			•
Рукоятки для потуг	•	•	•

Акушерская кровать Dixion

DIXION DH-C101A07 — самая технологичная и функциональная модель в линейке акушерских кроватей DIXION. Пять электроприводов и широкие возможности трансформации обеспечивают комфорт пациентки и удобство работы медицинского персонала на всех этапах родов.



DIXION DH-C101A07

Ключевые особенности:

- 5 электроприводов для точной регулировки положений
- Сверхнизкая минимальная высота ложа
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Панели управления с обеих сторон кровати
- Легкая трансформация в положение кресла

Функциональные возможности:

- Быстрый перевод в положение CPR
- Регулируемые подлокотники и опоры для ног
- Родовая дуга с 3 уровнями высоты
- Подъемная платформа для ног, убираемая под тазовую секцию
- Съемные элементы и влагонепроницаемые поверхности для удобной очистки и обработки
- Ночная подсветка в основании кровати







Акушерская кровать Dixion

DIXION DH-C101A05 — многофункциональная акушерская кровать премиального уровня, созданная для современных родильных залов и перинатальных центров. Широкое ложе, пять электроприводов и продуманная трансформация обеспечивают комфорт пациентки и свободу выбора физиологических положений во время родов.



DIXION DH-C101A05

Ключевые особенности:

- 5 электроприводов для регулировки основных положений
- Увеличенная ширина ложа — 1200 мм
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Центральная тормозная система
- Съемные элементы и дезинфицируемый чехол родовой дуги для удобной обработки
- Возможность использования различных физиологических положений в родах

Функциональные возможности:

- Электрическая регулировка родовой дуги и платформы для ног
- Платформа для ног отклоняется на 90° в обе стороны и убирается под тазовую секцию
- Универсальные опоры по Геппелю с возможностью использования как подлокотников
- Регулировка тазовой и спинной секций
- Изоляционный матрас для спины и таза







Акушерские кровати Dixion

DIXION DH-C101A06 и DH-C101A08 — многофункциональные акушерские кровати для современных родильных залов. Электрические регулировки и продуманная эргономика обеспечивают комфорт пациентки и удобство работы персонала, а DH-C101A08 также отличается расширенными возможностями управления.



DIXION DH-C101A06 / DIXION DH-C101A08

Ключевые особенности:

- Электрическая регулировка высоты, спинной и ножной секций
- Матрас с эффектом памяти и влагонепроницаемым чехлом
- Независимо регулируемые держатели для ног по Геппелю
- Панели управления с обеих сторон кровати
- Ночное освещение с регулировкой яркости
- Съемное изголовье и регулируемые боковые ограждения

Функциональные возможности:

- Положения «кровать», «кресло» и «Тренделенбург»
- Регулируемая ножная секция и опоры для ног
- Тазовая секция приподнимается при подъеме спинки, препятствуя сползанию пациентки
- Возможность быстрого перевода в положение для CPR
- DH-C101A08: ножная педаль для регулировки высоты без использования рук







Акушерские кровати Dixion

DIXION DH-C101A02 — надежная и функциональная акушерская кровать базового уровня для оснащения родильных залов. Электрические регулировки, съемная ножная секция и возможность трансформации в основные рабочие положения обеспечивают удобство для пациентки и свободный доступ медицинского персонала.



DIXION DH-C101A02

Технические возможности	A02	A05	A06	A07	A08
Количество секций	3	3	3	3	3
Количество электроприводов	3	5	3	5	3
Электрическая регулировка:					
Высоты ложа	•	•	•	•	•
Спинной секции	•	•	•	•	•
Тазовой секции		•		•	
Подлокотников				•	
Положения Тренделенбург	•			•	
Положения Антитренделенбург	•				
Платформы для ног/ножной секции		•	•		•
Родовой дуги		•			
Ручная регулировка:					
Платформы для ног/ножной секции				•	
Родовой дуги				•	
Упоров для ног по Геппелю	•	•	•	•	•
Боковых ограждений	•	•	•	•	•
Функционал и комплектация:					
Центральная тормозная система		•	•	•	•
Встроенный аккумулятор		•	•	•	•
Ночное освещение			•	•	•
Ручной пульт управления	•				
Ножной пульт управления	o				•
Вспомогательный столик	•		•		•
Родовая дуга		•		•	
Изоляционный матрас для спины и таза		•			

o — опция

Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Стандарт качества в диагностике женского здоровья — от здоровья матери и плода до гинекологического наблюдения. Уникальные экспертные решения для детального комплексного обследования.



Ключевые особенности:

- Современный широкоэкранный монитор для комфортной работы и повышения эффективности рабочего процесса
- Инструменты для автоматизации процесса исследования
- Детальная оценка анатомии структур неправильной формы



S8



P8

Технические возможности	S8	P8
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•
SonoRenderlive — автоматическое определение границ конечностей и лица плода	•	•
OmniView — любая плоскость объемного изображения	•	
STIC исследования сердца плода	•	
Программа эластографии	•	

Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Полностью цифровая передовая ультразвуковая система обеспечивает великолепное качество изображений благодаря новой платформе Voluson Core Architecture. Позволяет применять в ежедневной практике возможности высокоскоростной объемной реконструкции.



E10

Ключевые особенности:

- Исключительное качество изображений
- Передовые клинические технологии
- Высокопроизводительная система обработки данных
- Большая эффективность и точность диагностики с помощью инструментов автоматизации Voluson



E8



S10

Технические возможности	E10	E8	S10
OmniView — любая плоскость объемного изображения	•	•	•
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•	•
Цветовой допплер Radiantflow	•	•	
FetalHQ — качественная и количественная оценка сердца плода	•		
Электронный 4D-датчик	•		

Кольпоскопы Alltion, Китай

Профессиональные бинокулярные кольпоскопы с апохроматической оптикой Schott и мощной светодиодной подсветкой. AC-3000 предлагает широкие возможности конфигурации, а флагманский AC-5000 сочетает 5-ступенчатое увеличение, расширенные возможности визуализации и удобный штатив с пантографическим плечом.



AC-3000



AC-5000

Ключевые особенности:


- Апохроматическая оптика Schott
- Светодиодная подсветка до 60 000 Лк
- Тонкая регулировка межзрачкового расстояния
- Зеленый и синий фильтры для повышения контрастности
- Комплектации встроенной фото- и видеокамеры с ПО
- Провода интегрированы в конструкцию кронштейна
- Светофильтр для работы с лазером (780-10600 нм)

Функциональные возможности:

- Фото- и видеорегистрация исследования с программным обеспечением
- Камеры Full HD или 4K в зависимости от конфигурации
- Зеленый и синий фильтры для повышения контрастности изображения
- Антибликовый модуль (опция)
- Вариообъектив 250–430 мм и регулируемый бинокулярный тубус 0–180° (опция)







Кольпоскопы Alltion, Китай

Практичное и современное решение для ежедневной работы гинекологического кабинета. Модель обеспечивает стабильную, четкую картинку и комфортный осмотр даже при высокой нагрузке.



AC-2000

Технические возможности	AC-2000	AC-3000	AC-5000
Диаметр линзы окуляров	21 мм	18 или 21 мм	
Тип увеличения	Моно; 3-ступ. (опция)	3-ступ.; 5-ступ. (опция)	5-ступ.
Диапазон увеличения	7,5× или 3,75× / 7,5× / 15× (опция)	2,8–17,7× / 2,6–16,1×	
Бинокулярный тубус	Прямой	Прямой; наклонный 45° (опция); регулируемый 0–180° (опция)	
Диоптрийная регулировка	от -6 до +6	от -7 до +7	от -7 до +7
Межзрачковое расстояние	53–90 мм, ручная регулировка	50–75 мм, тонкая настройка	
Объектив / рабочее расстояние	300 мм	300 мм / вариообъектив 250–430 мм	
Зеленый фильтр	•	•	•
Освещение	25 000 Лк	60 000 Лк	60 000 Лк
Светофильтр для работы с лазером 780–10600 нм	o	o	o
Встроенная камера	1080P HD (опция)	4K (опция)	1080P HD / 4K (опция)
Штативы	Перекатной; отклоняемый стационарный (опция)	Перекатной или отклоняемый стационарный	С пантографическим плечом

o – опция

Бинокулярные кольпоскопы Leisegang, Германия

Бинокулярные кольпоскопы высокого качества сборки и оптики позволяют провести удобный и качественный осмотр для последующей диагностики. Обладают особенно высоким сроком службы и призваны сделать работу врача максимально комфортной.



1D LED

Ключевые особенности:

- Конвергентная оптика обеспечивает глазам максимальный комфорт
- Светодиодное освещение с исключительной контрастностью
- Регулировка высоты, резкости и угла наклона с точностью до миллиметра
- Возможность дооснащения цифровой видеокамерой
- Компенсация близорукости и дальнозоркости



1DW LED



3ML LED

Технические возможности	1D LED	1DW LED	3ML LED
Увеличение, x	3,75/7,5/15	7,5/15/30	7,5/15/30
Совместим с несколькими вариантами штативов	•	•	•
Угол наклона окуляров 45°		•	
Зеленый фильтр	•		•
Компенсация аметропии ±7 дптр	•	•	•
Комплектация с рабочей станцией			•

Бинокулярный кольпоскоп МедПрибор, Россия

Российский бинокулярный кольпоскоп премиум-класса с немецкой оптикой Schott. Применяется для исследования и диагностирования патологий шейки матки, влагалища, наружных половых женских органов и нижней трети цервикального канала.



Прима К

Ключевые особенности:

- Большой выбор дополнительных аксессуаров позволяет легко адаптировать кольпоскоп под индивидуальный запрос специалиста
- Апохроматическая система с пятиступенчатым увеличением. Ручки управления слева и справа на оптической голове
- Возможность установки лазерных систем любого производства
- Совместимость с большинством моделей гинекологических кресел

Функциональные возможности:

- Широкоугольные окуляры: 10x/18 мм или 12,5x/18 мм
- Объектив с фокусным расстоянием 250 или 300 мм
- Видеокомплекс: цифровая Full HD камера с адаптером для фотоаппарата, с адаптером для смартфона
- Монитор, ноутбук или другие устройства для визуализации
- Тубус 45 или 90°
- Прямой или консольный штатив с регулируемой высотой







Кольпоскопы Kernel, Китай

Недорогой, простой в использовании кольпоскоп для периодического скрининга в гинекологических кабинетах.
Легкий и понятный в эксплуатации.



KN-2200A

Ключевые особенности:

- Современная японская оптика
- Мощный светодиодный осветитель
- Различные варианты штативов для любого гинекологического кабинета
- Русифицированное ПО



KN-2200B



KN-2200A
на штативе-тележке

Технические возможности	KN-2200A	KN-2200B
Бинокулярный кольпоскоп		o
Видеокольпоскоп	•	
Увеличение, x	20 — оптический 16 — цифровой	2,8–17
Видеокамера для фиксации фото и видео	•	
ПО для ведения базы пациентов	•	o
Встроенный LCD-дисплей	•	

o — опция

Видеокольпоскопы Edan, Китай

Современное оборудование со светодиодной системой освещения и естественной цветопередачей для диагностики состояния шейки матки. Подходит для лечебного учреждения любого уровня.

C6A



Ключевые особенности:

- Камера SONY высокого разрешения
- Кольцо из 12 светодиодов
- Удобное управление одной рукой
- Дистанционное управление захватом изображения
- Различные варианты стоек

C6





Технические возможности	C6	C6A
Увеличение, x	1–36	1–36
Ручной и автоматический фокус	•	•
Автоматический баланс белого	•	•
Управление данными пациента	•	•
Функция стоп-кадр изображения	•	•
Рабочая станция со встроенным компьютером	•	

Фетальные мониторы Dixion, Россия

Проверенный временем, надежный и качественный прибор от Российского производителя: стандартная гарантия — 36 месяцев.



Овертон 6900

Ключевые особенности:

- Модели подходят для двуплодной беременности
- Цветной LCD-дисплей с touch screen
- Возможность снимать физиологические параметры матери, ЭКГ плода и внутриматочное давление



Стойка для Овертон 6900



Фетальный стимулятор

Технические возможности	6900-01	6900-02	6900-030	6900-040
LCD-дисплей	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•	•
ЭКГ плода (DECG)			•	•
Внутриматочное давление (IUP)			•	•
Физиологические параметры матери (ЭКГ, НИАД, SpO_2, Т)		•		•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•
Аккумулятор	•	•	•	•

Фетальные мониторы Dixion, Россия

Легкий в управлении прибор, «рабочая лошадка» для женских консультаций и частных центров. Идеальное соотношение цены и качества.



Овертон 6200

Ключевые особенности:

- Бюджетный вариант фетального монитора
- Возможность снимать ЭКГ плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ
- Поворотный дисплей
- Сигнал предупреждения при наведении двух УЗ-датчиков на 1 плод (Овертон 6200-02)



Стойка для Овертон 6200



Сумка для Овертон 6200

Технические возможности	6200-00	6200-01	6200-02	6200-030	6200-040
Цветной ЖК-дисплей		•	•	•	•
ЧСС одного плода	•	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•		•		•
ЭКГ плода (DECG)				•	•
Внутриматочное давление (IUP)				•	•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•	•
Аккумулятор	•	•	•	•	•

Фетальные допплеры Dixion, Россия

Качественный, компактный, надежный прибор со съемными, водонепроницаемыми датчиками, способный работать в трех режимах подсчета ЧСС: реального времени, усредненном или ручном.



Овертон 6000

Ключевые особенности:

- Подсветка экрана
- Аккумулятор
- Индикатор заряда батареи
- Встроенный динамик
- Возможность докупить датчик на 3 МГц
- Снабжен аудиовыходом
- Влагозащищенный ультразвуковой зонд



Датчик на 3 МГц (опция)



Сумка для переноски Овертон 6000

Технические возможности	Овертон 6000-02	Овертон 6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования с 10-й недели беременности	•	•

Фетальный монитор Edan, Китай

Современные фетальные мониторы F15 и F15 Air открывают новые возможности мониторинга многоплодной беременности и, в зависимости от конфигурации, могут применяться для диагностики двойни и тройни с использованием беспроводных датчиков.



F15/F15 Air

Ключевые особенности:


- Широкий сенсорный экран более 15"
- Беспроводная зарядка датчиков
- Беспроводная передача данных с одного прибора на другой (F15 Air)
- Инновационный беспроводной модуль параметров матери (F15 Air)
- Функция памяти в течение 15 минут при отключении электроэнергии

Функциональные возможности:

- Мониторинг параметров матери (опция): ЭКГ, SPO_2, Температура, АД
- Отслеживание ЧСС матери с помощью датчика TOCO-MHR (опция)
- Внутриматочное давление (IUP)
- Автоматический анализ КТГ
- Мониторинг двойни и тройни








Рабочее место врача акушера-гинеколога Atmos, Германия

Экономически выгодное решение для оснащения гинекологического кабинета. Возможность сделать осмотр, диагностировать заболевание и провести терапию на одном рабочем месте площадью 8 кв.м.



S 41 Gyne

Ключевые особенности:

- Оптимизация рабочего процесса
- Компактное размещение
- Эргономичный дизайн
- Индивидуальная конфигурация благодаря модульной концепции
- Гибкие возможности для последующего дооснащения опциями
- Мобильность основного модуля

Функциональные возможности:

- Цифровая визуализация, передача изображения и архивация данных
- Светодиодный источник света
- Радиохирургия
- Эвакуация дыма
- Аспирация секрета
- Подогреваемые выдвижные ящики
- Коррозионноустойчивый сброс инструментов







Медицинские тележки Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.



Тележки для медикаментов

Ключевые особенности:

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью

Функциональные возможности:

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Защитные бамперы
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации



Многофункциональные тележки



Анестезиологические тележки



Тележки специального назначения

Смотровые светильники Dixion, Россия Simeon, Германия

Передвижные смотровые и операционные светильники оснащены функцией регулировки освещенности, которая позволяет настроить оптимальный уровень освещения для проведения гинекологических процедур и малых операций.



Конвелар 1607ЛЭД Dixion

Ключевые особенности:

- Легкое перемещение
- Стабильная фиксация положения светильника и блока освещения
- Холодный свет, отсутствие ИК-излучения
- Материал светильников устойчив к обработке дезинфицирующими средствами



Конвелар 1605ЛЭД Dixion



Sim.LED 3500 Simeon

Технические возможности	Конвелар 1605ЛЭД	Конвелар 1607ЛЭД	Sim.LED 3500
Освещенность, кЛк	60	120	60
Сенсорный пульт управления	•	•	
Регулировка светового поля	•	•	•
Аккумуляторный блок	o	o	o

o — опция

Вакуумный аспиратор Dixion, Россия

Легкий, компактный и производительный вакуумный экстрактор подходит для использования в гинекологии, для проведения хирургических манипуляций в условиях амбулатории и стационара. Резервуар, изготовленный из высококачественного пластика, обеспечивает высокую прочность конструкции.



Вакус-7032g

Ключевые особенности:

- Эргономичный и компактный
- Контроль мощности всасывания
- Клапан защиты от переполнения
- Уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность
- Безмасляный вакуумный насос
- Удобная ручка для переноски

Функциональные возможности:

- Производительность, л/мин: 32 ± 2
- Регулировка вакуума, Мпа: 0,02–0,09
- Уровень шума, дБ: менее 60
- Наличие емкостей из поликарбоната
- Емкость, мл: 1000/2000
- 2 емкости для секрета (опция)







Вакуумный аспиратор Atmos, Германия

Умное, сенсорно-управляемое устройство, которое обеспечивает проведение безопасной и эффективной вакуум-экстракции плода. Также используется для кюретажа, санации верхних дыхательных путей новорожденного, в качестве операционного аспиратора при кесаревом сечении.



S 351 Natal

Ключевые особенности:

- Предварительная установка параметров проводимой процедуры, включая время, позволяет оптимизировать процесс
- Гидрофобный антибактериальный фильтр с индикацией необходимости замены
- Управляемый датчиком уровень вакуума

Функциональные возможности:

- Производительность, л/мин: 35 ± 2
- Вакуум, кПа: -90 ± 2
- Уровень шума, дБ: 43,9
- Наличие емкости из стекла
- Опции: 2 емкости для секрета, сменные одноразовые сборники для ткани, электронный ножной регулятор







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Вакуумный аспиратор Atmos, Германия

Надежный высокопроизводительный универсальный аспиратор. Выгодная альтернатива для вакуум-экстракции и кюретажа с плавной регулировкой и высокоточной индикацией вакуума, а также тройной защитой от переполнения.



C 451

Ключевые особенности:

- Бесшланговое соединение емкости с прибором
- Плавный шариковый регулятор вакуума и защищенный пленкой выключатель
- Легко очищаемая поверхность и дополнительная защита от проникновения жидкости

Функциональные возможности:

- Производительность, л/мин: 45 ± 4
- Вакуум, кПа: -91 ± 2
- Уровень шума, дБ: 48
- Наличие емкости из поликарбоната
- Опции: 2 емкости для секрета, сменные одноразовые сборники для ткани, электронный ножной регулятор







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Электрокоагуляторы Dixion, Южная Корея

Электрохирургические генераторы станут прекрасным выбором при проведении манипуляций в амбулаторной гинекологии. Аппарты ЭХВЧ имеют микропроцессорное управление выходной мощности генератора и оснащены системой мониторинга сопротивления нейтрального электрода, что обеспечивает безопасность пациента.



Altafor 1320 Plus

Ключевые особенности:

- Удобное и интуитивно понятное управление
- Широкий набор рабочего инструментария многоразового использования в стандартном комплекте
- Надежная система безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства



Altafor 1310 Plus

Технические возможности	Altafor 1320 Plus	Altafor 1310 Plus
Максимальная выходная мощность, Вт	200	100
Количество выходов для подключения монополярных и биполярных инструментов	3	2
Спрей-коагуляция	•	
Частота монополярного инструмента, кГц	400/500	1600
Биполярная усиленная коагуляция, макс. Мощность, Вт	80	70

Электрокоагулятор с аргоноплазменной приставкой Dixion, Южная Корея

Электрокоагулятор Altafor 1345 Plus с аргоноплазменной приставкой применим для выполнения операции кесарево сечение. Аргоноплазменная приставка позволяет осуществлять равномерную коагуляцию ткани с минимальной карбонизацией, что эффективно для остановки обширных диффузных кровотечений.



Altafor 1345 Plus

Ключевые особенности:

- Надежная система мониторинга через нейтральный электрод пациента с обратной связью обеспечивает безопасность пациента
- Удобный 7 ЖК TFT-дисплей высокой четкости
- 4 режима монополярного разреза, биполярные режимы, контактная коагуляция, спрей-коагуляция
- Отсутствие осложнений и быстрый гемостаз биологических тканей



Аргоноплазменная приставка

Технические возможности	Altafor 1345 Plus
Максимальная выходная мощность, Вт	400
Частота генератора, кГц	От 400–500
100 программируемых каналов памяти	•
Возможность работы на 2 операционных поля	•
Инструменты многоразового использования	•

Электрокоагуляторы ФОТЕК, Россия

Предназначены для рассечения и коагуляции тканей, контроля кровотечения при гинекологических манипуляциях и операциях. Модели различаются набором режимов и техническими характеристиками, что позволяет выполнять как амбулаторные процедуры, так и гистерорезектоскопию и сложные хирургические вмешательства.



ONYX-A

Ключевые особенности:

- Интеллектуальные режимы с автоматическим прекращением подачи энергии после коагуляции
- Электрорезекция и коагуляция в жидких средах при гистерорезектоскопии (ONYX-A, ЭХВЧ-350-01)
- Сенсорный интерфейс, готовые программы и сохранение пользовательских настроек (ONYX-A)
- Предустановленные режимы, педальное управление и подключение нескольких инструментов (в зависимости от модели)



ЭХВЧ-350-01

Технические возможности	ONYX-A	ЭХВЧ-350-01	ЭХВЧ-80-03
Максимальная выходная мощность, Вт	400	400	90
Монополярные и биполярные режимы	•	•	•
Аргоноплазменная коагуляция	•		
Режимы работы в жидких средах	•	•	
Автоматическая остановка коагуляции	•	•	•
Основное применение в гинекологии	Амбулаторная гинекология; открытая и лапароскопическая хирургия	Гинекология и вагинальная хирургия; гистерорезектоскопия	Амбулаторная гинекология

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Используются для резания и коагуляции, могут быть сконфигурированы в различные рабочие станции для любых хирургических специальностей, в том числе и для гинекологии. Большой набор моно- и биполярных инструментов расширяют возможности применения аппаратов как при открытых, так и при лапароскопических вмешательствах.



VIO 3

Ключевые особенности:

- Инструменты BiClamp используются для лигирования маточных связок перед отделением и мобилизацией матки во время трансвагинальной гистерэктомии
- BiClamp используется во время лапароскопической гистерэктомии, во время LAVH, TLH и LASH



VIO 300 D



VIO 300 S

Технические возможности	VIO 3	VIO 300 D	VIO 300 S
Управление с помощью дисплея	•	•	•
Интерактивное управление с помощью ЖК-дисплея	•	•	
Автоматическая регулировка мощности при всех режимах управления	•		
Изменяемая конфигурация гнезд для инструментов		•	•
Гибкий выбор гнезд	•		
Расширения функций для различных областей хирургии		•	•
Работа с аргоноплазменной приставкой	•	•	•

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт.
Кресло гинекологическое	Грейс 8400, Dixion	GOLEM F1, RQL	не менее 1 на 10 коек
Кольпоскоп	С6, Edan	AC-5000, Alltion	не менее 1
Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками	Voluson P8, GE	Voluson E10, GE	1
Концентратор кислорода стационарный	JAY - 5A, Longfian	JAY - 10, Longfian	не менее 2
Кровать больничная механическая/ с гидравлическим приводом/ электроприводом	Classic Bed, Dixion	Merivaara Carena, Lojer	не менее 10
Набор гинекологических инструментов	по запросу	по запросу	не менее 10
Кушетка медицинская	КМ, Беларусь	4040 X, Lojer	не менее 1
Светильник медицинский передвижной	Конвелар 1605 ЛЭД, Dixion	Sim.LED 3500, Simeon	не менее 1
Стерилизатор для инструментов	2321 SD, Hanshin	3041 BL, Hanshin	не менее 1
Шкаф сухожаровый	SN 30, Memmert	SNE 200, Memmert	не менее 1
Пульсоксиметр	Сторм ДС1, Dixion	Сторм Д1, Dixion	не менее 1
Стетоскоп ультразвуковой/ электронный	по запросу	по запросу	не менее 1
Тележка для медицинских инструментов	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	не менее 1
Холодильник медицинский	ХФ-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	не менее 1 на 10 коек

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт.
Ширма медицинская	БТШ-1, Белва	Ш-1, Мединдустрия Сервис	не менее 1
Рабочее место врача акушера-гинеколога	S 41 Gyne один модуль, Atmos	S 41 Gyne три модуля, Atmos	не менее 1 на 10 коек
Весы медицинские с ростомером	ВЭНд-01 Малыш, ТВЕС	Seca 876, Seca	не менее 1



Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт.
Аппарат для измерения артериального давления	по запросу	по запросу	1 на зал
Монитор анестезиологический	Сторм 5800, Dixion	Carescape B650, GE	1 на зал
Аппарат для маточной баллонной тампонады	по запросу	по запросу	не менее 1 на зал
Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной)	Voluson P8, GE	Voluson E10, GE	1 на родовой блок
Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)	MV350, Тритон	Evita V800, Draeger	1 на родовой блок
Весы для новорожденных (электронные)	ВЭНд-01 Малыш, ТВЕС	Seca 876, Seca	1 на зал
Насос инфузионный для новорожденных	ИНСТИЛАР 1428, Dixion	ИНСТИЛАР 1488, Dixion	1 на зал
Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	КС МО2-20, Tekomax	JAY – 10, Longifan	1 на зал
Каталка медицинская	Lojer 4310, Lojer	Merivaara Emergo 6260, Lojer	1 на зал
Кровать функциональная для приема родов	DIXION DH-C101A02, Dixion	DIXION DH-C101A07, Dixion	1 на зал
Ларингоскоп с набором клинков	iS3-FN2, Insighters	по запросу	1 на родовой блок
Мониторы слежения для новорожденных	Сторм 5500, Dixion	Сторм 5800, Dixion	1 на зал
Насос инфузионный (инфузомат)	ИНСТИЛАР 1486, Dixion	ИНСТИЛАР 1488, Dixion	2 на зал
Открытая реанимационная система с респираторным блоком	Бэбигард-1143, Dixion	Бэбигард-1146, Dixion	1 на зал

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт.
Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока	Сторм ДС1, Dixion	Сторм Д1, Dixion	1 на зал
Светильник медицинский передвижной (потолочный)	Конвелар 1605 ЛЭД, Dixion	Sim.LED 3500, Simeon	1 на зал
Система для вакуум-экстракции плода	Вакус 7032g, Dixion	S 351 Natal, Atom	1 на зал
Смеситель воздушно-газовой смеси	KY-10B, David	по запросу	1 на зал
Стол для анестезиологических инструментов	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	1 на зал
Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	по запросу	по запросу	1 на зал
Фетальный монитор	Овертон 6200, Dixion	Овертон 6900, Dixion	1 на зал
Холодильник медицинский	ХФ-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	не менее 1 на родовой блок
Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных	Вакус 7018, Dixion	S 351 Natal, Atom	1 на зал
Аппарат наркозно-дыхательный	Leon Plus, Löwenstain Medical	Atlan A350 XL, Dräger	1 на родовой блок
Дефибриллятор	ДКИ-Н-01, Аксион	BeneHeart D6, Mindray	1 на зал
Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч	MIA Mercury, ПРОМЕД	Linea, Dräger	1 (одна консоль для неонатального реанимационного места)

Dixion (Россия)
Гинекологические кресла, фетальные мониторы и допплеры, акушерские кровати, смотровые светильники, вакуумные аспираторы, электрокоагуляторы

Lojer (Финляндия)
Гинекологические кресла, многофункциональные медицинские тележки, акушерские кровати

RQL (Чехия)
Гинекологические кресла

Atmos (Германия)
Гинекологические кресла, бинокулярные кольпоскопы, рабочее место врача акушера-гинеколога, вакуумные аспираторы

Leisegang (Германия)
Бинокулярные кольпоскопы

Kernel (Китай)
Видеокольпоскопы

GE Healthcare (США)
Ультразвуковые системы для гинекологии, фетальные мониторы

Edan (Китай)
Фетальные мониторы

ФОТЕК (Россия)
Электрокоагуляторы

Erbe (Германия)
Электрокоагуляторы

Alltion (Китай)
Кольпоскопы

МедПрибор (Россия)
Кольпоскопы

Stormoff®

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru