
DIXION

САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОДНОРАЗОВОЕ ТЕРМООДЕЯЛО

Самонагревающееся термоодеяло предназначено для быстрого согревания и поддержания комфортной температуры тела в условиях переохлаждения, чрезвычайных ситуаций и неблагоприятных погодных условий.

Одеяло поставляется в герметичной вакуумной упаковке. После вскрытия упаковки нагревательные элементы автоматически активируются при контакте с кислородом воздуха и начинают выделять тепло за счёт безопасной экзотермической реакции. Тепло равномерно распределяется по поверхности одеяла, обеспечивая эффективное согревание всего тела или отдельных его участков.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Службы экстренного реагирования и спасательные операции
- Военная и тактическая медицина
- Туризм, походы, альпинизм и экспедиции
- Экстремальные виды спорта и массовые спортивные мероприятия
- Использование в условиях низких температур и удалённых территорий
- Аварийные и эвакуационные комплекты

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая автоматическая активация после вскрытия упаковки
- Нагрев до температуры > 40° С менее чем за 30 мин
- Эффективное и длительное сохранение тепла — более 24 часов
- Не требует электричества или внешних источников энергии
- Компактная вакуумная упаковка для удобного хранения и транспортировки
- Мягкий нетканый материал обеспечивает комфорт при использовании

DIXION

ТЕРМООДЕЯЛО

КОНСТРУКЦИЯ

- Нагревательный элемент с самоактивирующейся средой
- Внешний слой из мягкого нетканого материала

МОДЕЛИ

	Описание	Длина, см	Ширина, см
CHO6045	Жилет	60	45
CHO8071	Детский согревающий кокон	80	71
CHO8661	Верхняя часть тела	86	61
CHO12286	Торс	122	86
CHO15286	Все тело	152	86
CHO19586	Все тело плюс	195	86



DIXION

Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**