

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТ ЕДИНОГО
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

DIXION®

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

·МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСНАЩЕНИЯ КЛИНИК·

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК



- Операционный стол Седжери 8600
- Операционный стол Седжери 8500
- Операционный стол ET800
- Операционный стол ET700S
- Операционный стол ET-500
- Волюметрический насос Инстилар 1486
- Модульный монитор Сторм 5800
- Модульный монитор Сторм ДС5
- Модульный монитор Сторм ДС7
- Хирургический аспиратор Вакус 730S

ХИРУРГИЧЕСКИЙ РОБОТ

Dixion Revo-i



ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

- Потолочный светильник Конвелар ПЭД
- Наркозно-дыхательный аппарат Практис 3100
- Наркозно-дыхательный аппарат Практис 3000
- Шприцевой насос Инстилар 1428
- Шприцевой насос Инстилар 1438
- Хирургический аспиратор Вакус 7308
- Электрокоагулятор Altafor 1310 Plus
- Электрокоагулятор Altafor 1345 Plus
- Электрокоагулятор Altafor 1320/1330/1340 Plus
- Ламинарная система ЭйрМедикал

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ



- Кровать функциональная Intensive Bed
- Аппарат ИВЛ Dixion 4700
- Монитор пациента Сторм 5800
- Капнограф Сторм Д1
- Дефибриллятор Dixion Heart PAD
- Дефибриллятор HD-1
- Шприцевой насос Инстилар 1438
- Инфузионный насос Инстилар 1486

ОТДЕЛЕНИЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ



- Рабочее место ЛОР врача Dixion ST-E600
- Рабочее место ЛОР врача Dixion ST-E500
- Кресло пациента ST-E250
- Видеокамера 1CCD Dixion
- Налобный осветитель
- Эндоскопы

КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА

- Щелевая лампа
- Авторефкератометр CRK-1P



ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИИ



- Транспортный инкубатор Бэбигард-1122
- Транспортный инкубатор Бэбигард-1106
- Транспортный инкубатор Бэбигард-1101
- Транспортный инкубатор Бэбигард-1152
- Транспортный инкубатор Бэбигард-1153
- Монитор пациента Сторм 5500
- Пульсоксиметр Сторм ДС1
- Реанимационная система Бэбигард-1146
- Реанимационная система Бэбигард-1145
- Реанимационная система Бэбигард-1143
- Круговая фототерапия Dixion XHZ-200
- Лампа фототерапии Dixion XHZ-90S
- Лампа фототерапии Dixion XHZ-90D
- Лучистое тепло Dixion YDW-II

ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

- Гинекологическое кресло Грейс 8400
- Передвижной светильник Конвелар 1605/1607 ПЭД
- Фетальный монитор Овертон 6200
- Фетальный монитор Овертон 6900
- Фетальный доплер Овертон 6000
- Аспиратор гинекологический Вакус 7032g
- Акушерская кровать Dixion DH-C101A05
- Родовая кровать Dixion DH-C101A07



ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ



- Полуавтоматический биохимический анализатор Торус 1200
- Автоматический биохимический анализатор Торус 1210
- Гематологический анализатор Торус 1240
- Анализатор СОЭ Вестерлайт 1230
- Гематологический анализатор Гемалайт 1275
- Гематологический анализатор Гемалайт 1290/1295
- КЩС анализатор Аквилайт 37R
- Коагулометры Реалайт 1202/1204

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



- Электрокардиограф ECG 1006
- Электрокардиограф ECG 1012
- Стресс-система с беговой дорожкой ST-1212


ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИИ

- Палатный рентгеновский аппарат Remodix 9507
- Негатоскопы X-View



DIXION





DIXION — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ДИКСИОН» — производственно-технологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и поставках медицинского оборудования. С 2003 года компания развивает собственные продуктовые направления, объединяя международный опыт, инженерные решения и понимание потребностей отечественного здравоохранения.

Dixion расширяет выпуск медицинской техники в России, реализует программы локализации производства и формирует технологическую базу для создания новых медицинских изделий.

Продуктовый портфель охватывает более 40 групп оборудования для хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, неонатологии, функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологии и оториноларингологии.

В основе подхода Dixion — технологичность, функциональность, надежность и экономическая доступность оборудования. Особое внимание уделяется требованиям специалистов, удобству эксплуатации, безопасности пациентов и длительному техническому сопровождению.

Dixion предлагает отдельные приборы и комплексные решения для оснащения медицинских учреждений. Специалисты обеспечивают подбор, поставку, ввод в эксплуатацию, обучение персонала и сервисное обслуживание.

Опыт работы, международные технологические партнеры и развитая партнерская сеть позволяют применять лучшие мировые практики для развития российского производства.

Dixion — современные технологии для российского здравоохранения!

www.dixion.ru

DIXION

ХИРУРГИЯ	
• Роботический хирургический комплекс	7
• Операционные столы	8
• Операционные светильники	10
• Электрокоагуляторы	11
• Хирургические аспираторы	12
• Ламинарный поток	13
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ	
• Аппараты ИВЛ	15
• Наркозно-дыхательные аппараты	16
• Мониторы пациента, пульсоксиметры	17–20
• Дефибрилляторы	21
• Инфузионные насосы	22
НЕОНАТОЛОГИЯ	
• Инкубаторы для новорожденных	24
• ОРС	26
• Фототерапевтические блоки и «лучистое тепло»	27–28
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ	
• Гинекологические кресла	30
• Акушерские кровати	31
• Фетальные мониторы и допплеры	32–33

DIXION

РАДИОЛОГИЯ	
• Рентгеновские аппараты	35
• Настенные медицинские негатоскопы	36
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА	
• Электрокардиографы	38
• Стресс-системы	39
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
• Биохимические анализаторы	41
• Гематологические анализаторы	42
• Экспресс-анализаторы газов крови и электролитов	43
• Анализаторы СОЭ	44
• Коагулометры	45
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ	
• ЛОР-комбайны	47
• Кресло пациента	48
• Налобные осветители	48
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ	
• Щелевые лампы	50
• Авторефрактометр	51



- Операционный стол **Седжери 8600**
- Операционные светильники **Конвелар 1677ЛЭД**
- Электрохирургический аппарат **Altafor 1345 Plus**
- Хирургический аспиратор **Вакус 7308**
- Негатоскоп **X-View LED**
- Наркозно-дыхательный аппарат **Практис 3700**
- Модульный монитор пациента **Сторм ДС5**
- Инфузионный насос **Инстилар 1428**
- Инфузионный насос **Инстилар 1438**

РОБОТИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Роботический комплекс позволяет выполнять видео-ассистированные оперативные вмешательства на органах брюшной и грудной полостей, малого таза, органах забрюшинного пространства в формате 3D без использования специальных очков.

Применение робота способствует безопасному, прецизионному выполнению операций, уменьшению операционной травмы пациента и сокращению койко-дней.







	Revo-I
3D-визуализация	•
Ротация инструментов до 540°	•
Отсутствие тремора	•
Применение ЭХВЧ и ультразвукового генератора с помощью ножного блока управления	•
Комфортное перемещение операционной консоли за счет встроенных электроприводов	•
Индивидуальные настройки консоли хирурга	•

DIXION

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционные столы Dixion Седжери — современные универсальные операционные столы повышенной функциональности.

Базовая комплектация стола подходит для большинства оперативных вмешательств и оснащается дополнительными аксессуарами, необходимыми для применения в нейрохирургии, ЛОР, ортопедии, офтальмологии, проктологии и пр.

- Универсальная комплектация с возможностью расширения
- Качественные материалы и надежные приводы







	Седжери 8500	Седжери 8600
Механогидравлический привод	•	
Электромеханический привод		•
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•
Возможность работы с С-дугой		•
Встроенный почечный валик	•	•
Аккумуляторная батарея		•
Съемные головная и ножная секции	•	•
Пульт ДУ		•
Матрас с эффектом памяти	○	•

○ — опция

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Современные и многофункциональные операционные столы Dixion ET разработаны для использования в широком спектре хирургических вмешательств.

Благодаря своему расширенному функционалу стол подходит для общей хирургии, ортопедии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии и пр.

- Универсальная комплектация с возможностью расширения
- Качественные материалы и надежные приводы







	ET800	ET700S	ET500	ET200
Электрогидравлический привод	•	•		
Электромеханический привод			•	•
Индикатор заряда батареи	•		•	
Почечный валик	•	•	•	
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•	•	
Продольный сдвиг ложа	•	•	•	
Программирование положений	•		•	
Пульт дистанционного управления	•	•	•	
Офтальмологическая комплектация				•

DIXION

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Операционные светильники Dixion Конвелар обеспечивают необходимый уровень освещения хирургического поля. В зависимости от типа, могут использоваться в смотровых, перевязочных и операционных. Благодаря особому расположению системы осветителей достигается максимальный бестеневой эффект даже при частичном перекрытии операционного поля.

- Источник света — светодиоды
- Возможно оснащение камерой высокого разрешения
- Аккумуляторная батарея опционально





	1677ЛЭД	1675ЛЭД	1655ЛЭД	1670ЛЭД	1650ЛЭД	1607ЛЭД	1605ЛЭД
Потолочный 2-купольный	•	•	•				
Потолочный 1-купольный				•	•		
Передвижной						•	•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления	•	•	•	•	•		
Регулировка цветовой температуры	•	•	•	•	•		
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•		

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ


Высокочастотные электрохирургические аппараты Dixion Altafor оборудованы системой мониторинга прилегания нейтрального электрода пациента с биологической обратной связью и сверхнизким выходным сопротивлением для контролируемой коагуляции с минимальным прилипанием ткани к пинцету.

Электрокоагуляторы Dixion Altafor имеют программу самоконтроля с автоматическим отключением прибора в случае экстренной ситуации.

- Большой выбор рабочего инструментария в стандартном комплекте
- Совместимы с гибкими и жёсткими эндоскопами







	1345 Plus	1340 Plus	1330 Plus	1320 Plus	1310 Plus
Спрей-коагуляция	•	•	•	•	
Биполярный разрез	•	•	•	•	
Микропроцессорная система контроля работы прибора	•	•	•	•	•
Система мониторинга через нейтральный электрод пациента	•	•	•	•	•
Наличие каналов памяти	•	•	•	•	
Подключение аргоновой приставки	•	•	•		
Функция «Автостарт»	•				

DIXION

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ

Хирургические аспираторы Dixion Вакус высокой производительности имеют низкий уровень шума и предназначены для экстракции различных видов жидкостей. Надежный механизм защиты от переполнения емкостей предотвращает попадание жидкости в компрессор, а антибактериальные фильтры, в свою очередь, предотвращают попадание инфекционных агентов в окружающую среду.

- Высокий уровень разряжения
- Дезинфицируемые шланги и уплотнители
- Безмасляный компрессор







	Вакус 7018	Вакус 7032	Вакус 7032g	Вакус 7209	Вакус 7305	Вакус 7308
Переносной	•	•	•	•		
Для гинекологии			•			
Для экстренной медицины		•		•		
Для хирургии		•	•		•	•
Емкости из поликарбоната	•	•	•	•	•	•
Емкости из стекла					•	
Сменные мешки для сбора секрета	•	•	•	•	•	•
Аккумулятор, питание от автомобильной бортовой сети				•		
Легкий вес — 4,5 кг	•	•	•	•		

DIXION

ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК

Серджин Эйр обеспечивает стерильную защитную зону площадью 1 м^3. Идеально подходят в качестве дополнения к встроенным потолочным ламинарным системам или станут полноценной альтернативой в случае их отсутствия в малых операционных залах больниц и амбулаторий.

- Лазерное наведение 4 интегрированных линейных лазеров визуализирует стерильную зону
- Оснащены фильтрами высокой степени очистки воздуха
- Корпус аппарата устойчив к обработке дезинфицирующими средствами
- Эргономика оборудования и легкость управления







	Серджин Эйр
Объем воздушного потока, м куб/час	600
Фильтр предварительной очистки воздуха G4	•
Фильтр высокоэффективной очистки воздуха HEPA H14	•
Габариты (Ш×В×Г), мм	540/1650–2070/660
Вес, кг	95

DIXION



- Аппарат ИВЛ **Dixion 4700**
- Монитор пациента **Сторм 5800**
- Функциональные кровати

- Палатный рентгеновский аппарат **Remodix 9507**
- Волюметрический насос **Инстилар 1488**

- Шприцевой насос **Инстилар 1428**
- Вакуумный аспиратор **Вакус 7018**
- Дефибриллятор **HD-1**

DIXION

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Dixion 4700 — компактный аппарат ИВЛ с бесшумной турбиной, уникальным клапаном выдоха, усовершенствованной системой чувствительных триггеров, интуитивным интерфейсом обеспечит комфортную работу врачу практически в любой клинической ситуации.

Аппараты осуществляют контроль дыхательного цикла по объему и по давлению, предназначены для реанимации взрослых и детей, оснащены системами мониторинга параметров вентиляции и тревог, имеют большой выбор режимов вентиляции для различных клинических случаев.

Портативный аппарат ИВЛ Аэрос 4300 незаменим при транспортировке пациентов в машинах скорой помощи.







	Dixion 4700	Аэрос 4300
Пневмопривод		•
Электропривод от встроенной турбины	•	
Компрессор		
Неинвазивная вентиляция	•	•
Принудительная вентиляция	•	•
Вспомогательная вентиляция	•	•
Спонтанная вентиляция	•	•
Триггер по давлению	•	•
Триггер по потоку	•	
PEEP	•	
Небулайзер	•	
Сенсорный дисплей	•	
Аккумулятор	•	•
Капнография	○	

○ — опция

DIXION

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Наркозно-дыхательные аппараты Dixion Практис используются для всех групп пациентов, позволяют проводить ингаляционную анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота или воздуха и двумя жидкими анестетиками, а также осуществлять вентиляционную поддержку пациента.





Практис 3700



Практис 3000/3100

	Практис 3000	Практис 3100	Практис 3700
Пневмопривод	•	•	•
Полуоткрытый и полузакрытый контур	•	•	•
Подогрев дыхательной системы			•
Функция обхода абсорбера			○
Встроенный бронхоотсос	○	○	○
Активная эвакуация отработанных газов	○	○	○
Компрессор сжатого воздуха	○	○	○
Проведение низкопоточной анестезии	•	•	•
Механическая и ручная вентиляция	•	•	•
Предохранительный клапан	•	•	•
Графики и числовые значения мониторинга	•	•	•
Испарители галотана, изофлюрана, севофлюрана	•	•	•
Капнометрия в прямом потоке	○	○	○
Анализ анестетиков	○	○	○
Аккумуляторная батарея	•	•	•
Количество анестезиологических газов	2	3	3

○ — опция

DIXION

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

Переносные прикроватные мониторы Dixion Сторм используются у пациентов всех возрастных категорий. Приборы оснащены яркими цветными TFT-дисплеями и встроенными перезаряжаемыми литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают непрерывную работу устройств до 7 часов в автономном режиме. Мониторы могут быть объединены в общую сеть посредством проводной или беспроводной связи.



	Сторм 5900	Сторм 5500	Сторм 5800
Дисплей (в дюймах)	10,4	8,4	15
• 800×600	•	•	
• 1024×768			•
Сенсорный дисплей		•	•
Отображение до 9 кривых	•		
Отображение до 11 кривых		•	
Отображение до 13 кривых			•
Режим крупных цифр	•	•	•
Расчет доз препаратов	•	•	•
Определение пейсмейкера	•	•	•
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям	•	•	•
Анализ ЭКГ по 12 отведениям		○	○
96 трендов, 500 НИАД, 60 тревог	•		
120 трендов, 1200 НИАД, 70 тревог		•	•
Стандартные 5 параметров	•	•	•
Модуль с термометром разового измерения		○	
ИАД	○	○	○
Сердечный выброс			○
Капнометрия	○	○	○
Мультигаз			○
Объединение в ЦС мониторинга	•	•	•
Встроенное крепление на кровать		•	
Встроенный принтер	○	○	○
USB, Ethernet, 12В DC	•	•	•
VGA, SD-карта, синхронизация с дефибриллятором		•	•


○ — опция

МОДУЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

Модульная конструкция мониторов позволяет оснастить их всеми необходимыми измерительными блоками в зависимости от нужд больницы. Мониторы предназначены для наблюдения и контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов всех возрастных категорий: взрослых, детей и новорожденных.

- Отображают до 11 кривых, отражающих состояние пациента
- Модульная конструкция plug-and-play позволяет собирать необходимые модули измеряемых параметров в одну систему, а также докупать и варьировать их в зависимости от нужд больниц.





	Сторм ДС5	Сторм ДС7
Модульная конструкция	•	•
Дисплей (в дюймах)	12,1	15
Сенсорный дисплей	•	•
Стандартные 5 параметров	•	•
Разрешение	800×600	1024×768
USB-разъемы	2	3
Кол-во слотов для модулей	2	3
SD-карта памяти	○	•
DVI и VGA-видеовыходы	•	•
Термопринтер	○	○
Синхронизация с дефибриллятором	•	•
Модули дополнительных параметров мониторинга (опционально): ICG + Masimo + Nellcor SpO_2 + SpCO или SpMetHb + Сердечный выброс + Модуль ИАД + Мультигаз + Модуль измерения глубины анестезии + Модуль капнографии + Механика дыхания	○	○

○ — опция

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Портативные приборы мониторинга с сенсорным дисплеем для продолжительного неинвазивного измерения основных показателей жизнедеятельности пациента.

- Отображение на дисплее кривых и числовых значений
- Длительная автономная работа
- Система аудиовизуальных тревог





	Сторм Д1	Сторм Д1 (капнограф)	Сторм ДС1
Дисплей (в дюймах)	TFT 4,3	TFT 4,3	OLED 2,4
EtCO2		•	
НИАД	•		
Частота дыхания		•	
SpO_2	•	○	•
Частота пульса	•	○	
ЧСС	•		•
Индекс перфузии	•	○	•
ЭКГ-3			○
Nellcor SpO_2	○	○	○

○ — опция

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ

Медицинский пульсоксиметр используется для точного измерения частоты пульса и насыщения крови кислородом.

Одновременное отображение на LCD-дисплее кривой плетизмограммы, процентного значения сатурации кислорода, пульса и шкалы уровня перфузии.

- Более 50 часов автономной работы от 4 батареек типа AA
- Память на 300 часов мониторинга или запись 100 пациентов







	Dixion H100B
LCD-дисплей с подсветкой	•
4 батарейки AA	•
Датчик пульсоксиметрии	•
Перезаряжаемый аккумулятор	○
Зарядное устройство	○
Защитные чехлы	○
ПО для передачи и обработки данных на ПК	○

○ — опция

DIXION

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

Бифазные дефибрилляторы Dixion предназначены для проведения реанимационных мероприятий как в машине скорой помощи, так и в больнице.

- Надежность и эргономика управления
- Легкий вес
- Автоматический режим









	HD-1	Heart PAD
Бифазный	•	•
Автоматический режим (AED)	•	•
Выбор уровня разряда вручную	•	
Дисплей 7" (800×460p)	•	
Вес 5,2 кг	•	
Вес 2,4 кг		•
Энергия разряда до 200 Дж	•	
Энергия разряда до 150 Дж		•
Время набора энергии 7 с	•	
Время набора энергии 10 с		•
3/5 отведений ЭКГ	•	
12 отведений ЭКГ	○	
Кардиосинхронизация	•	
Измерение SpO_2	○	
Измерение НИАД	○	
Водитель ритма	○	

○ — опция

DIXION

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

Шприцевые и волюметрические инфузионные насосы Dixion Инстилар с автоматическим расчетом скорости потока инфузии и расширенным количеством режимов. Благодаря аккумулятору большой емкости идеально подходят для использования при транспортировке пациентов.

- Большой контрастный дисплей
- Автоматическое определение объема подключаемого шприца





	Инстилар 1438	Инстилар 1428	Инстилар 1488	Инстилар 1486	Инстилар 1487
Шприцевой насос	•	•			
Волюметрический насос			•	•	
Для энтерального питания			•	•	•
Встроенный обогреватель				•	○
Количество одновременно используемых шприцев	1	2			
Режим инфузии с постоянным потоком	•	•	•	•	
Инфузия, контролируемая по объему и времени	•	•	•	•	
Болюс	•	•	•		
Режим KVO	•	•	•		
Режим TIVA	•				
Микропроцессорный контроль инфузии	•	•	•	•	
Аудиовизуальная система тревог	•	•	•	•	•
Стыковка в единую терапевтическую систему	•				
Яркий большой дисплей	•	•	•	•	•
Крепление на инфузионную стойку	•	•	•	•	•

○ — опция



- Открытая реанимационная система **Бэбигард-1145**
- Инфузионный одношприцевой насос **Инстилар 1438**
- Инкубатор для новорожденных **Бэбигард-1120**
- Прикроватный монитор **Сторм 5800**
- Круговая фототерапия **Dixion XHZ-200**
- Фототерапевтическая лампа **Dixion XHZ-90S**

DIXION

ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ


Инкубаторы Dixion Бэбигард обеспечивают комфортные условия окружающей среды, такие как температура, влажность воздуха, необходимая оксигенация и покой новорожденного. Щадящие методы выхаживания и терапии, помогают новорожденному ребенку адаптироваться к новым условиям, способствуя саморегуляции нарушенных обменных процессов, и позволяет избежать, в ряде случаев, интенсивных методов лечения. Особенно это важно для недоношенных и глубоконедоношенных детей.

- Плавная механическая регулировка наклона ложа
- Выдвигаемое поворотное ложе младенца для проведения необходимых манипуляции без перекладывания ребенка на ОРС
- Открытие окошек одним прикосновением позволяет сохранять стерильность рук при контакте с новорожденным.









	Бэбигард-1101	Бэбигард-1103	Бэбигард-1107	Бэбигард-1120
Сервоконтроль t° воздуха	•	•	•	•
Сервоконтроль t° кожи	•	•	•	•
Пассивный увлажнитель		•		
Сервоконтроль влажности			•	•
Мониторинг содержания O_2			•	•
Сервоконтроль O_2			○	○
ЖК-дисплей с подсветкой				•
Индикаторы	•	•	•	
Аварийный аккумулятор				•
Регулировка высоты основания				•
Держатель рентген-кассеты				•
Запись трендов				•
Ящик для принадлежностей	•	•	•	•
Встроенные весы	○	○	○	○

○ — опция

DIXION

ТРАНСПОРТНЫЕ ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Транспортные инкубаторы Бэбигард предназначены для безопасной транспортировки новорожденных с поддержанием стабильных условий на всем пути следования.

Легкая и продуманная конструкция упрощает работу персонала, а функционал позволяет контролировать температуру, концентрацию кислорода и влажность внутри инкубатора.

Варианты тележек предусмотрены как для внутрибольничной транспортировки, так и для перевозки в автомобилях скорой медицинской помощи.









	Бэбигард-1152	Бэбигард-1153
Сервоконтроль температуры	по воздуху, по коже	по воздуху, по коже
Мониторинг O_2	○	•
Сервоконтроль концентрации O_2	○	○
Сервоконтроль влажности	•	○
Управление	сенсорный дисплей 8,8"	сенсорный дисплей 5,6" колесико-контроллер
Модуль мониторинга SpO_2	○	○
Модуль мониторинга гемоглобина		○
Купол с двойными стенками	•	•
Инфузионная стойка	•	
Стойка для крепления доп. оборудования		•
Лампа для осмотра пациента	•	•
Функция > 37 °С	•	•
Ложе пациента выдвигается вбок через торцевую стенку	•	
Время автономной работы от аккумулятора, ч	6 ч	3 ч (1 аккум.) 6 ч (2 аккум.)
Система плавного опускания стенок		•
Защитное покрывало	•	○
Варианты тележек:		
Внутрибольничная тележка	•	•
Тележка для машин СМП	○	○
Тележка с платформой для доп. оборудования		○

○ — опция

DIXION

ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Открытые реанимационные системы Бэбигард — собственная разработка и производство, основанные на многолетнем опыте создания оборудования для неонатологии.

Системы предназначены для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, обеспечивая комфортные условия для ребенка и удобство работы медицинского персонала.

Линейка включает решения от базовых до наиболее функционально оснащенных моделей. Надежность оборудования Бэбигард подтверждена многолетней практикой эксплуатации в медицинских учреждениях.









	Бэбигард 1138	Бэбигард 1139	Бэбигард 1140	Бэбигард 1143	Бэбигард 1145	Бэбигард 1146
Обогреватель «Лучистое тепло»	•	•	•	•	•	•
Встроенная фототерапия			•	○	•	•
Встроенный реанимационный блок				○		•
Воздушно-кислородный смеситель	○	○	○	○	○	•
ЖК-дисплей с отображением трендов				•	•	•
Нижний обогрев ложа					○	○
Стенд с регулировкой высоты				○	•	•
Весы			○	○	○	○
Контроль температуры и влажности окружающей среды						○
Гелевый матрасик			○	○	○	○
Ящик для принадлежностей				•	•	•
Полка для дополнительного оборудования	•	•	•	•	•	•
Лоток для рентген-кассеты		○	•	•		•
Мониторируемые параметры:						
SpO2	внешний прибор			○	внешний прибор	○
Гемоглобин	внешний прибор				внешний прибор	○
ЭКГ	внешний прибор				внешний прибор	○
НИАД						○
CO2						○
Мониторинг асфиксии и принудительное пробуждение						○

○ — опция

DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Фототерапевтическое оборудование Dixion предназначено для проведения сеансов лечения гипербилирубинемии у новорожденных и детей в родильных домах, процедурных кабинетах, детских поликлиниках.

Круговая фототерапия Dixion XHZ-200 — новое слово в лечении желтухи новорожденных. Комфортный в использовании, безопасный аппарат незаменим для младенцев высокого риска, особенно с ядерной желтухой. Помогает существенно сократить сроки лечения благодаря максимально интенсивному световому потоку, всецело направленному на поверхность кожи ребенка.







	XHZ-200	XHZ-90Q	XHZ-90S	XHZ-90P	XHZ-90L
Для лечения гипербилирубинемии новорожденных	•	•	•	•	•
Диапазон излучения синего света, не менее 400–550 нм	•	•	•	•	•
Диапазон излучения желтого света, не менее 585–595 нм				•	
Источник излучения 360° — интенсивная фототерапия	•				
Ламовый модуль на стойке			•	•	•
Гибкий световод		•			
Изменение угла лампового модуля		•	•	•	•
Регулировка расстояния лампового модуля по горизонтали относительно стойки			•	•	
Регулируемая по высоте стойка (стенд)	○		•	•	•
Крепление на корпусе ОРС или инкубатора		•			
Блок управления с сенсорным дисплеем	•	•	•		
Регулировка интенсивности излучения	•	•	•	•	

○ — опция

ЛУЧИСТОЕ ТЕПЛО

Облучающая лампа Dixion YDW-II благодаря керамическому источнику излучения поддерживает комфортную температуру новорожденного.

Мобильный кронштейн и изменяемая по высоте стойка позволяют удобно размещать облучающую лампу в рабочей области манипуляций врача.







	Dixion YDW-II
10 тепловых режимов	•
Рабочий диапазон температуры от 20 до 38 °C	•
Изменение высоты стойки	•
Изменение угла осветительного блока	•
Устойчивое П-образное основание	•
Колеса с блокировкой	•

DIXION



- Гинекологическое кресло **Грейс 8400**
- Электрокоагулятор **Altafor 1330 Plus**
- Фетальный монитор **Овертон 6200**
- Портативный отсасыватель **Вакус 7032**
- Передвижной светильник **Конвелар 1605ЛЭД**
- Фетальный допплер **Овертон 6000**

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Универсальные гинекологические кресла Dixion Грейс обеспечивают комфортное проведение гинекологических, урологических и проктологических обследований. Широкий диапазон изменения высоты и наклона секций позволяет устанавливать кресло в оптимальную для осмотра позицию.

- Кресла раскладываются в позицию стола
- Оснащены колесами для удобства перемещения







	Грейс 8400
Электрическая регулировка высоты, наклонов спинки и тазовой секции	•
Съемная, единая ножная секция	•
Колеса для перемещения и фиксирующие опоры	•
Ножная педаль управления	•

DIXION

АКУШЕРСКИЕ КРОВАТИ

Акушерские кровати Dixion обеспечивают комфорт и безопасность пациента на всех этапах проведения родов. Электропривод кровати позволяет быстро трансформировать кровать в положение «Кресло».

- Складывающие поручни
- Пульт дистанционного управления



A05



A06



A07



	Dixion DH-C101				
	A02	A05	A06	A07	A08
Количество секций	3	3	3	3	3
Количество электроприводов	3	5	3	5	3
Электрическая регулировка:					
Высоты ложа	•	•	•	•	•
Спинной секции	•	•	•	•	•
Тазовой секции		•		•	
Подлокотников				•	
Положения Тренделенбург	•			•	
Положения Антитренделенбург	•				
Платформы для ног/ножной секции		•	•		•
Родовой дуги		•			
Ручная регулировка:					
Платформы для ног/ножной секции				•	
Родовой дуги				•	
Упоров для ног по Геппелю	•	•	•	•	•
Боковых ограждений	•	•	•	•	•
Функционал:					
Положение Трендерленбург	•		•	•	•
Положение Антитрендерленбург	•			•	
Положение для сердечно-легочной реанимации (CPR)			•	•	•
Увеличенная ширина ложа		•			
Сверхнизкая минимальная высота кровати				•	
Центральная тормозная система		•	•	•	•
Аккумулятор для автономной работы		•	•	•	•
Ночное освещение			•	•	•
Воспроизведение музыки			•	•	•

ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Фетальные мониторы Dixion Овертон — это оптимальное сочетание качества и функциональности.

Возможность использования в дородовой диагностике, во время и по окончании родов, делает приборы универсальными и максимально используемыми во врачебной практике.

- Встроенный принтер
- Водонепроницаемые УЗ-датчики
- Высокая точность сигнала







	6900-01	6900-02	6900-03	6900-04	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03	6200-04
Цветной LCD-дисплей	•	•	•	•		•	•	•	•
Монохромный дисплей					•				
ЧСС одного плода	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•	•	•		•		•
Токотонометрия	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЭКГ плода (DECG)			•	•				•	•
Внутриматочное давление (IUP)			•	•				•	•
ЭКГ матери		•		•					
НИАД матери		•		•					
SpO_2 матери		•		•					
Температура матери		•		•					
Расшифровка КТГ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Встроенный термо-принтер	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Аккумулятор	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Фетальный стимулятор	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ — опция

DIXION

ФЕТАЛЬНЫЕ ДОППЛЕРЫ

Фетальные допплеры Dixion Овертон имеют удобную плоскую форму и оснащены жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Сердцебиения плода измеряются в трех режимах: реального времени, усредненном или ручном.







	Овертон 6000-02	Овертон 6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования от 10 недель беременности	•	•



- Негатоскоп **X-View LED**
- Палатный рентгеновский аппарат **Remodix 9507**

DIXION

ПАЛАТНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

Системы Dixion Remodix 9507 позволяют проводить рентгеновские исследования в условиях стационара, в отделениях хирургии и реанимации. Легкий мобильный корпус и коллиматор на поворотном вертикальном штативе позволяют точно и просто осуществлять позиционирование.

- Малый вес аппарата
- Высокая выходная мощность
- Удобное и эргономичное управление
- Плавность хода и перемещения
- Легкость преодоления порогов
- Анатомические программы







	Remodix 9507 + цифровой детектор	Remodix 9507 пленочный
Поворот штатива в горизонтальной плоскости	•	•
Поворот излучателя относительно штатива	•	•
Пульт дистанционного управления ИК	•	•
Получение снимков в цифровом формате	•	
Портативное АРМ оператора	•	

DIXION

НАСТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕГАТОСКОПЫ

Надежные негатоскопы для просмотра рентгенографических снимков. Благодаря малой толщине оборудование можно размещать как на стене, так и на поверхности стола. Предусмотрены роликовые фиксаторы для удобной фиксации и легкого извлечения снимков.





	X-View LED	X-View LED Matrix
Источник света	Светодиоды по периметру экрана (LED)	Светодиодная матрица (LED)
Диапазон изменения яркости просмотрового экрана, кд/м^2	300–4000	300–5000
Регулировка яркости	Ступенчатая	Плавная
Модели на 1, 2, 3 и 4 кадра	•	•
Автоматическое раздельное включение освещения кадра		•
Раздельная регулировка яркости кадров		•
Утонченный дизайн корпуса	•	•



- Стресс-система **ST-1212**
- 12-канальный электрокардиограф **ECG-1012**

DIXION

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

Современные цифровые электрокардиографы Dixion ECG оснащены антибликовым сверхчетким LCD-дисплеем и встроенным термопринтером.

- Различные формы отчетов
- Встроенная аккумуляторная батарея





	ECG-1006	ECG-1012
Количество одновременно выводимых на печать каналов	3,6	6,12
Цветной дисплей	•	•
Интерпретация	•	•
Подключение к ПК	•	•
Автоматическая детекция аритмии	•	•
Поворотный дисплей		

DIXION

СТРЕСС-СИСТЕМЫ

Система для проведения нагрузочных тестов Dixion ST-1212 включает в себя компьютерный электрокардиограф, программное обеспечение для стресс-теста, персональный компьютер, а также комплект принадлежностей для проведения стресс-теста. Беговая дорожка или велоэргометр идут в комплекте







	ST-1212
Комплектации	Проводная и беспроводная передача ЭКГ
Количество отведений	3/6/12
Алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии	•
Выявление аритмий	•
Встроенные протоколы	•
Создание собственного протокола	•
Анализ усредненных комплексов, трендов ST и полной записи ЭКГ	•

DIXION



- Коагулометр **Реалайт 1204**
- Биохимические анализаторы **Торус 1200**
- Анализатор гематологический **Гемалайт 1295**

DIXION

БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

Автоматические и полуавтоматические биохимические анализаторы Dixion Торус с производительностью до 400 тестов в час определяют все основные параметры крови: электролиты плазмы и сыворотки, метаболиты, ферменты плазмы и пр.

Анализаторы с производительностью до 50 тестов в час могут использоваться в небольших лабораториях и клиниках с малым количеством образцов. Автоматические системы с производительностью от 100 до 400 тестов в час предназначены для лабораторий с высокой степенью загрузки.

- Фотометрический метод диагностики
- Оптическая система — светофильтры







	Торус 1200	Торус 1210	Торус 1240
Полуавтоматическая система	•		
Автоматическая система		•	•
Открытая система реагентов	•	•	•
Производительность, тестов в час	50	200	400
Управление:			
Дисплей цветной (Touch Screen)	•		
Внешний ПК		•	•
Блок охлаждения реагентов		•	•
Моющая станция		•	•
Измеряемые параметры:			
Ферменты	•	•	•
Субстраты	•	•	•
Электролиты	•	•	•
Иммунотурбидимитрические тесты		•	•

DIXION

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ


Автоматические гематологические анализаторы Dixion Гемалайт предназначены для повышения эффективности анализа, снижения трудозатрат оператора, уменьшения ошибок и улучшения безопасности персонала лабораторий.

Удобные в работе гематологические анализаторы способны производить до 80 тестов в час и управляются при помощи дисплея высокого разрешения с функцией Touch Screen.

В дополнение для исследования СОЭ используется автоматический анализатор Вестерлайт 1230 с загрузкой на 30 пробирок.

- Большой ЖК-дисплей
- Встроенный принтер







	Гемалайт 1270	Гемалайт 1290	Гемалайт 1295
Количество измеряемых параметров	21	27	31
Гистограммы по 3 параметрам	•	•	•
Скатеграммы		•	•
Производительность, тестов в час	60	60	80
Объем образца цельной/венозной/капиллярной крови, мкл	9	15	20
Объем образца крови, режим предилюции, 20 мкл	•	•	•
Дисплей цветной (Touch Screen)	•	•	
Память результатов	50 000	50 000	100 000
Автоподатчик			•

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ КРОВИ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Аквилайт 37R — это полностью автоматический портативный экспресс-анализатор. Он предназначен для быстрого определения газов крови, электролитов. Прибор работает на системе одноразовых картриджей. Это сводит к минимуму контакт персонала с биоматериалом и исключает необходимость промывки. В сумме прибор считает 34 параметра.





	Аквилайт 37R
Измеряемые параметры	pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, iCa++, Glu, Lac, Hct
Расчетные	24 параметра
Время анализа, мин	3
Измерение	Для работы требуется только картридж
Работа	Аккумуляторная батарея, от сети
Функции	Встроенный термопринтер

DIXION

АНАЛИЗАТОР СОЭ

Анализатор Вестерлайт 1230 выполняет один из наиболее востребованных лабораторных тестов для скрининга наличия и интенсивности воспалительного процесса — определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

Может использоваться в дополнение к гематологическим анализаторам из линейки Гемалайт.

- Использование венозной крови для определения СОЭ по методу Вестергрена
- Удобство в работе гарантирует высокое качество анализа и большую производительность.





	Вестерлайт 1230
Одновременная загрузка до 30 проб	•
Производительность, тестов в час	30/60
Дисплей (в дюймах)	5,5
Инфракрасный подвижный датчик	•
Встроенный термопринтер	•
Встроенный микрокомпьютер	•
Хранение до 200 образцов в памяти устройства	•

DIXION

КОАГУЛОМЕТРЫ

Компактные и простые в эксплуатации полуавтоматические коагулометры Dixion Реалайт позволяют быстро получить результат при использовании небольшого объема пробы 50–200 мкл.
Это обеспечивает экономию реагента на один тест и снижает объем забираемой у пациента крови.

- Механический метод диагностики сгустка
- Автоматическое начало измерения
- Наличие предустановленных тестов







	Реалайт 1202	Реалайт 1204
Количество измерительных каналов	2	4
Объем пробы 50–200 мкл	•	•
Объем реагента 50–100 мкл	•	•
Количество позиций для инкубации реагентов	3	5
Количество позиций для инкубации проб	6	16
Результаты в секундах, %, INR, g/1, mg/dL	•	•
Вывод результатов на дисплей/на принтер	•	•



- Рабочее место ЛОР-врача **ST-E600**
- Кресло пациента **ST-E250**

- Электрокоагулятор **Altafor 1340**
- Портативный аспиратор **Вакус 7018**

- Налобные осветители

ЛОР-КОМБАЙНЫ

ЛОР-комбайны Dixion ST созданы для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа в условиях амбулаторий и стационаров. Они обладают множеством функций, которые позволяют оптимизировать и упростить работу врача-оториноларинголога.

- Дооснащение эндоскопическим оборудованием и системой визуализации позволяет проводить диагностические процедуры и операции на более высоком уровне
- Возможность увеличить рабочую площадь поверхности для максимально комфорта и эффективного использования





	ST-E500	ST-E600
Система орошения с подогревом воды	•	•
Встроенный источник холодного света	•	•
Негатоскоп	•	•
Медицинские бутыли для жидких и маслянистых средств	•	•
Вертикальные держатели для инструментов	•	•
Система сброса отходов и использованного инструмента	•	•
Встроенный держатель для дезинфекции и хранения эндоскопов	•	•
Выдвижная поверхность		•
Видеокамера	○	○
Налобный осветитель	○	○
ЛОР-эндоскопия	○	○
Кресло пациента Dixion ST-E250	○	○
Количество модулей	1	2

○ — опция

DIXION

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

Кресло пациента ST-E250 органично впишется как в интерьер престижной частной клиники, так и в рабочий кабинет ЛОР-врача в поликлинике.
Его главное преимущество — редкое сочетание доступной цены и расширенного функционала, которое делает эту модель оптимальным выбором для медицинских учреждений любого уровня.

- Обивка из качественной износостойкой экокожи
- Регулируемый подголовник
- Откидная ручка для удобного доступа
- Электропривод высоты (53–68 см) и наклона сиденья
- Ножная педаль — руки врача свободны
- Трансформация в положение для хирургических вмешательств
- Разворот на 180° + точная регулировка подголовника для доступа к зоне операции
- Нагрузка до 250 кг





НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Компактный налобный осветитель с яркой мощной светодиодной лампой. Сфокусированный луч позволяет врачу увидеть реальную картину состояния тканей, не искажённую рассеянным светом. Универсальная модель для точной диагностики и комфортной работы.

- Светодиодная технология освещения
- Универсальное головное крепление с беспроводным аккумулятором
- Регулировка интенсивности освещения
- Регулировка диаметра светового пятна
- Цветовая температура на выбор: 5500 K («холодный» свет) или 4500 K («теплый» свет)
- Время зарядки аккумулятора: 5 часов
- Время беспроводной работы основного аккумулятора — 4 часа
- В комплекте второй аккумулятор на 2 часа работы
- Общий ресурс работы — 50 000 часов



- Щелевые лампы
- Авторефрактометры
- Проекторы знаков
- Фороптеры
- Рабочие места офтальмолога

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Щелевые лампы Dixion представлены широким модельным рядом.
Имеют две, три или пять ступеней увеличения, верхний или нижний осветитель в зависимости от предпочтений врача. Комплектуются удобным электроподъемным столом с плавным ходом.

- Современный и долговечный LED-осветитель
- Длина и ширина щели от 0 до 14 мм







	S280-02	S280-03	S350-02	S350-03
Микроскоп Галилея	•	•	•	•
Верхний осветитель			•	•
Нижний осветитель	•	•		
Увеличение 6x		•		•
Увеличение 10x	•	•	•	•
Увеличение 16x	•	•	•	•
Увеличение 25x	•	•	•	•
Увеличение 40x		•		•
Фильтры: бескрасный, синий, тепловой и нейтральный	•	•	•	•

АВТОРЕФРАКТОМЕТР

Авторефкератометр CRK-1P прост в эксплуатации, однако точно определяет показатели рефракции и кератометрии. Технология отражения инфракрасного излучения позволяет добиться наиболее стабильных результатов измерений.

Для улучшения точности измерения рефракции применяется система интеллектуальной оптимизации сигнала Smart Assembly.

Прибор можно использовать при диагностированной катаракте или при наличии искусственного хрусталика.







	CRK-1P
Полуавтоматический режим быстрого наведения	•
Функция автотрекинга	•
Автоматическое измерение диаметра зрачка и радужки	•
Режим цветного просмотра переднего отрезка Color View Mode	•
Режим ретроиллюминации Retro-ILL	•
Контроль посадки контактной линзы	•
Режим K/R (совмещенной рефракто/кератометрии)	•
Режим REF (рефрактометрия)	•
Режим KER (кератометрия)	•

DIXION

ДЛЯ ЗАМЕТОК

DIXION

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

127422, Россия, Москва, Тимирязевская ул., д.1-1
+7 (495) 780 07 93; 8 (800) 100 44 95

www.dixion.ru
info@dixion.ru